

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ MT-1682

Напольные весы MARTA MT-1675 – диагностические весы для измерения уровня жира, воды, мышечной и костной массы. Весы обеспечивают взвешивание до 180 килограммов с точностью до 100 граммов, способны работать в различных единицах измерения веса (килограмм / фунт / стоун), в диапазоне значений роста от 75 до 225 сантиметров и в диапазоне значений возраста от 10 до 85 лет. 12 ячеек памяти для фиксации информации об изменении в весе каждого из члена семьи. Для экономии заряда батарей весы отключаются автоматически, если не используются, а индикаторы перегрузки и замены батареи сделают работу весов бесперебойной в течение длительного времени.



Цветовые решения:



Лилия



Цветочное поле



Орхидея



Красные маки



Весенние цветы



Подсолнухи

Особенности:



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЖИРОВОЙ МАССЫ

Весы позволяют измерять процентное соотношение воды в организме, жировой ткани, мышечной и костной массы, рассчитывать суточную потребность организма в калориях.



ПОЛИРОВАННОЕ
СТЕКЛО

Ультратонкий корпус, красивая и прочная поверхность. Весы с такой платформой имеют длительный срок службы и впишутся в любой интерьер.



ЭЛЕКТРОННЫЙ
LCD-ДИСПЛЕЙ

Большой удобный дисплей наглядно демонстрирует показания взвешивания и обеспечивает комфортное пользование весами.

Характеристики:

Электропитание

Работа от 2 батареек 1,5V типа AAA (входят в комплект)

Материал

Платформа из закаленного стекла и стали

Основные характеристики

- Весы диагностические с измерением уровня жира, воды, мышечной и костной массы;
- Анализ параметров телосложения;
- Простой и удобный способ контролировать свой вес;
- Единицы измерения: кг, фунты, стоуны;
- Диапазон измерений: 5-180 кг;
- Точность измерения: до 100 г;
- Диапазон значений роста: 75-225 см;
- Диапазон значений возраста: 10-85 лет;
- Встроенная функция памяти на 12 человек;
- Высокочувствительные датчики;
- Цифровой жидкокристаллический дисплей;
- Индикатор перегрузки; Индикатор замены батареек;
- Автоматическое включение/ выключение